


蠕動幫浦

Peristaltic Pumps



- 採用步進馬達細分驅動控制，運轉平穩、準確、無震動、噪音小
- 轉距大、功耗低、流量範圍大
- 具有半電流鎖定功能
- 具有記憶功能，停止後自動保存運行時的參數
- 設有微電腦觸摸式按鍵
- 轉速可手動調整，也可透過 RS 232 進行自動控制
- 體積小，重量輕
- 操作簡便

型號	P5-50	P10-100	P10-200
轉速範圍	5 ~ 50 rpm，可正轉及反轉	10 ~ 100 rpm，可正轉及反轉	10 ~ 200 rpm，可正轉及反轉
流量範圍	0.15 ~ 250 ml/min	0.3 ~ 500 ml/min	0.3 ~ 1000 ml/min
調速方式	微電腦觸控按鍵，可連續調整		
外控接口	4 ~ 20 mA / 0 ~ 5 A 轉速控制，啟動/停止控制		
適用電壓	AC110 or 220 (±10%)，50/60 Hz		

型號	蠕動管 (Tygon or Silicone)	參考流量範圍
P5-50	0.5 mmID	0.15 ~ 1.5 ml/min
	0.8 mmID	0.35 ~ 3.5 ml/min
	1.6 mmID	1.35 ~ 13.5 ml/min
	3.2 mmID	5 ~ 50 ml/min
	4.8 mmID	11 ~ 110 ml/min
	6.4 mmID	18 ~ 180 ml/min
	8.0 mmID	25 ~ 250 ml/min
P10-100	0.5 mmID	0.3 ~ 3.0 ml/min
	0.8 mmID	0.7 ~ 6.0 ml/min
	1.6 mmID	2.7 ~ 27.0 ml/min
	3.2 mmID	10 ~ 100 ml/min
	4.8 mmID	22 ~ 220 ml/min
	6.4 mmID	36 ~ 360 ml/min
	8.0 mmID	50 ~ 500 ml/min
P10-200	0.5 mmID	0.3 ~ 6.0 ml/min
	0.8 mmID	0.7 ~ 14.0 ml/min
	1.6 mmID	2.7 ~ 54.0 ml/min
	3.2 mmID	10 ~ 200 ml/min
	4.8 mmID	22 ~ 440 ml/min
	6.4 mmID	36 ~ 720 ml/min
	8.0 mmID	50 ~ 1000 ml/min